



EMPAQUE

- ❑ Asegura la esterilidad del producto.
- ❑ Peel open.

AGUJA DE ACERO GRADO 302

- ❑ Gracias al siliconado te permite tener un suave paso por los tejidos.
- ❑ Especialmente diseñada para no perder el filo después de varias pasadas.
- ❑ Aguja del tamaño ideal para cada calibre.

HEBRA DE ALTA GAMA

- ❑ Para evitar el arrastre tisular posee una hebra uniforme y homogénea.
- ❑ Posee una alta resistencia a la tracción.
- ❑ Es flexible, te brinda una fácil manipulación y seguridad para realizar los nudos.
- ❑ Nuestras hebras cuentan con el largo ideal para cada tipo de intervención.

BENEFICIOS

- ❑ Proporciona una menor reacción tisular y un suave paso a través de los tejidos gracias al excelente filo y silicona total de las agujas.
- ❑ Gracias al perfecto nivel de concordancia en el engaste, genera un menor traumatismo en el paciente.



SUTURA engastada con máquinas electrónicas de **AVANZADA TECNOLOGÍA**, que nos brinda una **EXCELENTE CONCORDANCIA** hilo aguja.

Polipropileno

Sutura sintética no absorbible monofilamento.
Color de la hebra azul.

Calibre	Forma de la aguja	Tamaño de la aguja (*)	Longitud de la hebra
8/0	3/8 círculo micropunta / 2 agujas ☐	de 6.5 mm a 8 mm	60 cm
7/0	3/8 círculo micropunta / 2 agujas ☐	de 9.3 mm a 10 mm	
6/0	3/8 círculo micropunta / 2 agujas ☐ ☐	de 9.3 mm a 12 mm	
5/0	1/2 círculo redonda / 2 agujas ○	de 15 mm a 17 mm	75 cm
4/0	1/2 círculo redonda / 2 agujas ○	de 15 mm a 30 mm	75 cm - 90 cm
3/0	1/2 círculo redonda / 2 agujas ○		
2/0	1/2 círculo redonda / 2 agujas ○	de 20 mm a 25 mm	

Poliéster / con y sin almohadilla de Teflón

Sutura no absorbible de origen sintético, multifilamento trenzado.
Disponibile en color verde - blanco / con y sin almohadilla de teflón.

Calibre	Forma de la aguja	Tamaño de la aguja (*)	Longitud de la hebra
3/0	1/2 círculo micropunta / 2 agujas ☐	de 15 mm a 25 mm	75 cm
2/0	1/2 círculo micropunta / 2 agujas ☐	de 15 mm a 25 mm	

Acero

Sutura no absorbible de origen sintético, monofilamento.
Posee alta resistencia tensil permanente.

Calibre	Forma de la aguja	Tamaño de la aguja (*)	Longitud de la hebra
1	1/2 círculo cuerpo redondo punta cortante / 1 aguja ☒	de 35 mm a 40 mm	4 x 45 cm
2			
3			
3	1/2 círculo cuerpo redondo punta cortante / 1 aguja ☒	de 50 mm a 60 mm	
4			
5			

Recomendaciones:

Abrir solo las suturas necesarias para el procedimiento. Con una suave tracción enderezar las suturas. No apretarlas, no frotarlas, ni jalar bruscamente las agujas. No oprimir o apretar los hilos de suturas con instrumentos quirúrgicos.
(*) ± 2 mm.

Advertencias:

No reesterilizar. Desechar las suturas abiertas sin utilizar. Almacenar a una temperatura no mayor de 27°C.