



PROCEDIMIENTOS RECONSTRUCTIVOS

ARTERIAL

- ✓ Sutura Arterial Término - Lateral
- ✓ Sutura Arterial Término - Terminal
- ✓ Sutura Arterial Latero - Terminal

ANASTOMOSIS VENOSA

EMPAQUE

- ☐ Asegura la esterilidad del producto.
- ☐ Peel open.

AGUJA DE ACERO GRADO 300

- ☐ Gracias al siliconado te permite tener un suave paso por los tejidos.
- ☐ Especialmente diseñada para no perder el filo después de varias pasadas.
- ☐ Aguja del tamaño ideal para cada calibre.

HEBRA DE ALTA GAMA

- ☐ Para evitar el arrastre tisular posee una hebra uniforme y homogénea.
- ☐ Posee una alta resistencia a la tracción.
- ☐ Es flexible, te brinda una fácil manipulación y seguridad para realizar los nudos.
- ☐ Nuestras hebras cuentan con el largo ideal para cada tipo de intervención.

BENEFICIOS

- ☐ Proporciona una menor reacción tisular y un suave paso a través de los tejidos gracias al excelente filo y silicona total de las agujas.
- ☐ Gracias al perfecto nivel de concordancia en el engaste, genera un menor traumatismo en el paciente.



MICROCIRUGÍA NERVIOSA

- ✓ Epineural
- ✓ Perineural
- ✓ Epi-Perineural



INJERTOS DE INTERPOSICIÓN ARTERIAL







- ✓ Indo-Venosa



Nylon Negro Monofilamento

Sutura no absorbible de estructura monofilamento.

Calibre	Forma de la aguja	Longitud de la aguja (*)	Longitud de la hebra
9/0, 10/0	 3/8 circ. micropunta 	4.0 mm, 5.0 mm, 5.5 mm	30 cm

Calibre	Forma de la aguja	Longitud de la aguja (*)	Longitud de la hebra
10/0	 3/8 circ. micropunta 	4.0 mm,	15 cm
10/0 9/0	 3/8 circ. micropunta 	5.0 mm, 5.5 mm	15 cm
8/0	 3/8 circ. micropunta 	6.5 mm	15 cm

SUTURA engastada con máquinas electrónicas de **AVANZADA TECNOLOGÍA**, que nos brinda una **EXCELENTE CONCORDANCIA** hilo aguja.



D/6BC-051; Rev. 01



Recomendaciones:

Abrir solo las suturas necesarias para el procedimiento. Con una suave tracción enderezar las suturas. No apretarlas, no frotarlas, ni jalar bruscamente las agujas. No oprimir o apretar los hilos de suturas con instrumentos quirúrgicos.
(*) ± 2 mm.

Advertencias:

No reesterilizar. Desechar las suturas abiertas sin utilizar. Almacenar a una temperatura no mayor de 27° C.