



EMPAQUE

- ▣ Asegura la esterilidad del producto.
- ▣ Peel open.

AGUJA DE ACERO GRADO 302

- ▣ Gracias al siliconado te permite tener un suave paso por los tejidos.
- ▣ Especialmente diseñada para no perder el filo después de varias pasadas.
- ▣ Aguja del tamaño ideal para cada calibre.

HEBRA DE ALTA GAMA

- ▣ Para evitar el arrastre tisular posee una hebra uniforme y homogénea.
- ▣ Posee una alta resistencia a la tracción.
- ▣ Es flexible, te brinda una fácil manipulación y seguridad para realizar los nudos.
- ▣ Nuestras hebras cuentan con el largo ideal para cada tipo de intervención.

BENEFICIOS



- ▣ Proporciona una menor reacción tisular y un suave paso a través de los tejidos gracias al excelente filo y silicona total de las agujas.
- ▣ Gracias al perfecto nivel de concordancia en el engaste, genera un menor traumatismo en el paciente.



SUTURA engastada con máquinas electrónicas de **AVANZADA TECNOLOGÍA**, que nos brinda una **EXCELENTE CONCORDANCIA** hilo aguja.


Ácido Poliglicólico

Sutura absorbible de estructura multifilamento

Calibre	Forma de la aguja	Tamaño de la aguja (*)	Longitud de la hebra
6/0, 7/0, 8/0	3/8 círculo espatulada / 2 agujas 	6.2 mm	30 / 45 cm
6/0	1/4 círculo espatulada / 2 agujas 	8.0 mm	30 / 45 cm



Nylon Negro

Sutura no absorbible de estructura monofilamento

Calibre	Forma de la aguja	Tamaño de la aguja (*)	Longitud de la hebra
9/0, 10/0	3/8 círculo espatulada / 2 agujas 	6.0 mm, 6.2 mm, 6.4mm	30 / 40 cm
8/0			30 cm


Seda Negra

Sutura no absorbible de estructura trenzada

Calibre	Forma de la aguja	Tamaño de la aguja (*)	Longitud de la hebra
6/0	1/4 círculo espatulada / 2 agujas 	6.2 mm, 8.0 mm	45 cm
7/0, 8/0	3/8 círculo espatulada / 2 agujas 	6.2 mm	45 cm

Seda Virgen

Sutura no absorbible de estructura retorcida

Calibre	Forma de la aguja	Tamaño de la aguja (*)	Longitud de la hebra
7/0, 8/0	3/8 círculo espatulada / 2 agujas 	6.0 mm, 6.2 mm	45 cm

USOS MÁS FRECUENTES:

En cirugías de córnea, catarata, glaucoma, retina, vitrectomía, fijación lio, estrabismo, plástica.